

Fotoliu lift cu semi – inclinare

Acest fotoliu este destinat persoanelor in varsta, persoanelor cu dizabilitati locomotorii, permitandu-le sa se ridice in picioare cu un efort redus si in deplina siguranta.

Fotoliu este de dimensiuni generoase, sobru, confortabil. Pozitia pernelor este reglabila. Este un produs fabricat din materiale de calitate superioara, in 12 culori (albastru, verde, maro, bej, negru, etc) dintr-un material asemanator catifelei.

Ridicarea si coborarea fotoliului se realizeaza prin intermediul unui motor electric alimentat la o tensiune redusa, 24 V. Comenzile catre motor se dau prin intermediul unei telecomenzi aflate la indemana utilizatorului. Pe partea dreapta a fotoliului se gaseste un buzunar destinat pentru carti, ziare, corespondenta, etc.

Caracteristici fotoliu:

Greutate proprie fotoliu: 55 kg

Greutate maxima utilizator: 140 kg

Inaltime sezut in raport cu podeaua: 45 cm

Inaltimea maxima la care se ridica sezutul (seminclinat): 103 cm

Latime fotoliu: 80 cm

Latime sezut fotoliu: 49 cm

Adancime sezut fotoliu: 43 cm

Pernele sunt confectionate din spuma de inalta densitate: aproximativ 28 kg

Intretinere: fotoliul nu necesita o intretinere deosebita, aceasta se rezuma la curatare prin aspirare, inlaturare scame, etc