

Fisa tehnica – Pat medical

Patul medical se utilizeaza in institutiile spitalicești, camine de batrani, la domiciliu. Patul medical confera usurinta și siguranța în utilizare, mărește gradul de confort al pacientului, oferă posibilitatea obținerii unei poziții a pacientului recomandată de medic sau kineto-terapeut în scopul reducerii suferințelor, grabirii perioadei de vindecare sau recuperare.

Patul medical este realizat pe o structură solidă, confecționată din oțel, vopsită în rasini epoxy, poate fi deplasat cu sau fără pacient, două din cele 4 roți au frâne de blocaj.

Comenzile electrice se transmit către motoare prin intermediul unei telecomenzi atașate patului. Acestea pot fi date de personalul medical sau de supraveghere cât și de pacient

Caracteristici tehnice:

Actionare – cu 2 motoare electrice

Greutate proprie inclusiv accesorii: 68 kg

Latime pat : 900 mm

Lungime pat: 2000 mm

Reglaj înaltime minimă pat: 380 mm

Reglaj înaltime maximă pat: 780 mm

Unghiul maxim la care se poate regla partea de sprijin trunchi pacient: 75 grade

Unghiul maxim la care se poate regla partea de sprijin picioare pacient: 20 grade

Greutate proprie parte sprijin trunchi pacient: 16 kg

Greutate proprie parte sprijin picioare pacient: 17 kg

Lungime baza sprijin pat : 2000 mm

Latime baza sprijin pat : 780 mm

Reglaj înaltime pat: electric

Reglaj unghi parte sprijin trunchi: electric

Reglaj unghi parte sprijin picioare: manual

Transformator alimentare motoare electrice: 220/24V

Diametrul roților: 100 mm

Putere motor actionare parte sprijin trunchi: 2500 N

Putere motor reglaj înaltime pat: 6000 N