

CARACTERISTICI TEHNICE

Rolator cu 2 roti

Nota: Dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice se acorda pentru o perioada determinate sau nedeterminata, in baza prescriptiei medicale eliberate de medical de specialitate aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, direct sau prin reprezentantul legal.

Cadrul de mers cu roti : doua roti montate in interiorul cadrului, blocabile prin doua manete de blocare, manere ergonomice pentru maini, reglabile pe inaltime. Este usor de utilizat in operatiile de reeducare a mersului, in cazul pacientilor cu stabilitate scazuta in timpul mersului, cu masa musculara atrofiata. Locul de sezut permite pacientului sa se odihneasca la anumite intervale de timp. Daca nu este folosit in acest scop, locul de sezut se poate demonta foarte usor reducand in acest mod greutatea rolatorului.

Caracteristici de produs :

Cod intern	243800 Rollator 2 roti cu loc de stat	243810 Fara loc de stat
Greutatea produsului	5.2 kg	5 kg
Material	Otel vopsit epoxy	
Dimensiuni loc sezut	40*20 cm	Fara
Inaltime loc sezut	52 cm	
Inaltimea reglabila a manerelor	De la 67 la 95 cm	
Dimensiunile cu rolatorul strans	52* 65 cm	
Greutatea maxima a utilizatorului	120 kg	

Mod de Intretinere

Se curata cu o carpa moale si umeda , dupa care se sterge cu o carpa uscata.

Nu folositi detergenti sau alte substante chimice pentru curatare.

Nu folositi materiale abrazive. Folosirea acestora poate conduce la deteriorarea aspectului exterior si al protectiei materialului din care este confectionat.